

Aget

SERVICE

LOTTO DI PRODUZIONE N.

SCHEDA TECNICA (technical data sheet)

Pag.1 di 1

PRODOTTO (name of the product):	MEDI CLOREX	PMC N. 18894 DEL MINISTERO DELLA SALUTE
CONFEZIONE (packaging/capacity):	Fazzolettino disinfettante contenente Clorexidina e Benzalconio cloruro di pronto impiego	

PRINCIPI ATTIVI: CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0.5 GR; BENZALCONIO CLORURO 0.1 GR

ECCIPIENTI: ECCIPIENTI, COFORMULANTI, ESSENZA ED ACQUA Q.B. A 100

SPECIFICHE CHIMICO-FISICHE DEL PRODOTTO:

Aspetto/Aspect:	fazzoletto	Densità/Thickness:	0.960g/mL +/-0.5	Microbiologia/Microbiology:<100 CFU/Gr.mL
Colore/Colour:	neutro	pH:	5.5+/-0.5	
Odore / Odour:	caratteristico	Viscosità/Viscosity:		

COMPONENTI UTILIZZATI IN FORMULA A NORMA INCI-UE NAME (kind of materials used in the formula according to INCI-UE NAME):

ACQUA, PRINCIPI ATTIVI, SOLVENTI, FRAGRANZA.

SCADENZA: 3 ANNI

MEDI CLOREX:

MEDI CLOREX è un fazzolettino disinfettante di pronto impiego. Specifico per la cute prima delle iniezioni. Ideale per la disinfezione delle mani e di qualsiasi parte del corpo.

NOME E INDIRIZZO DI CHI DISTRIBUISCE E
TITOLARE REGISTRAZIONE

Aget Service Srl Via Sicilia, 27/a – 40060 Osteria Grande Bologna Tel. 051/857600

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO (storage and handling)

Manipolazione:	secondo le norme convenzionali di igiene
Stoccaggio:	conservare al riparo di umidità, freddo e calore
Requisiti del locale:	temperatura ambiente (18-35°C) mantenendo le confezioni ben chiuse
Campo di utilizzo:	Non utilizzare insieme con tensioattivi anionici. Non utilizzare su cute lesa e su mucose.

- ✓ Questo documento generato elettronicamente non necessita di firma ed è conforme all'originale conservato secondo le procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001:2000.

Aget Service S.r.l.

SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ

Aget Service Srl

Via Sicilia, 27/a – 40060 Osteria Grande (Bo) Italia

Tel. 051-94 69 56 – Fax 051-94 69 74 - www.aget-service.it – E-mail : info@aget-service.it