

Active | Massaggiatore Sportivo

Massaggio mirato per il sollievo muscolare

Fornisci una terapia di percussioni profonda e mirata per rinvigorire i muscoli stanchi e favorire il rilassamento e la velocità di recupero.

- 5 Testine
- 10mm Ampiezza
- ≤55dB Rumorosità
- Durata batteria 150 min
- 5 Velocità



5 Testine incluse

Ottieni un massaggio personalizzato con le testine massaggianti progettate per colpire i tessuti del corpo e i gruppi muscolari differenti.

- Testina Air**
Per i punti più sensibili
- Testina Ball**
Per grandi gruppi muscolari (ad esempio quadricipiti, glutei)
- Testina Flat**
Per tutte le parti del corpo
- Testina U**
Per colonna vertebrale, collo, tendine d'Achille
- Testina Pointed**
Per articolazioni, tessuti profondi, punti trigger



5 livelli di velocità

Trova l'intensità e lo scopo del massaggio ideali per soddisfare le tue esigenze di allenamento e recupero.

Velocità Livello 1	Warm Up	1800 RPM
Velocità Livello 2	Sollievo fasciale	2200 RPM
Velocità Livello 3	Mobilità muscolare	2500 RPM
Velocità Livello 4	Tessuti profondi	2900 RPM
Velocità Livello 5	Riduzione acido lattico	3200 RPM



Batteria a lunga durata

La batteria ricaricabile integrata da 2000 mAh consente più sessioni di recupero senza ricariche frequenti.

Design ergonomico

Dotato di un'impugnatura ergonomica con rivestimento in silicone antiscivolo, garantisce una maneggevolezza comoda e senza sforzo. Le sue dimensioni compatte si adattano facilmente a uno zaino o a una borsa per sollievo e relax in movimento.



Funzionamento silenzioso

Con la tecnologia di riduzione del rumore, il massaggiatore funziona a un livello di rumore inferiore a 55 dB, offrendo un sollievo muscolare potente e coinvolgente senza disturbare l'ambiente circostante.



Learn Tapotenzamento

Sapevi che la forza percussiva di è in grado di emulare il tapotement? Si tratta di una tecnica di massaggio svedese utilizzata per stimolare il sistema nervoso creando vibrazioni rapide in tutti i tessuti miofasciali per aumentare la flessibilità generale, prevenire infortuni sportivi e alleviare il dolore.



Learn Forza di stallo

La forza percussiva da massaggio viene creata dal movimento avanti e indietro della testina massaggiante (ampiezza). Una forza di stallo più elevata (la quantità di forza necessaria per arrestare il movimento della testina massaggiante) consente un'esperienza di massaggio ancora più profonda.

Target Per un sollievo muscolare multiuso

Realizzato pensando alla semplicità e all'efficacia, questo massaggiatore sportivo è il tuo primo passo verso il benessere muscolare, portando sollievo e relax muscolare di livello professionale direttamente a casa tua. Ideale per il riscaldamento pre-allenamento, per il relax post-esercizio o per sciogliere la fatica quotidiana.

Specifiche | R-C003

Dimensioni: 186× 147× 60 mm	Input: 5V/2A, DC
Peso: 1.5lb / 0.68kg	Tempo di ricarica: 120 Min
Rumorosità: ≤55dB	Durata batteria: 150 Min
Batteria: 2000mAh	

Nella confezione

RENPHO Active	2 Manicotti in gomma	USB-C Cavo ricarica
5 Testine	Borsa da viaggio	